




Precision BioMedicals Co., Ltd.

金准生物医药科技(天津)有限公司



Donkey anti-Rabbit IgG(H+L), Alexa Fluor 647

货号: DRB2005 规格: 50 μ L
DRB2010 100 μ L

【产品介绍】

交叉吸附或预吸附是提高抗体特异性的纯化步骤,从而获得更高的灵敏度和更少的背景染色,提高信噪比。本荧光二抗为了减少交叉反应性,这些驴抗兔 IgG 全抗体已被亲和纯化,文献记载其与大鼠 IgG 存在一定交叉反应。

种属反应: 兔 偶联物: Alexa Fluor 647

宿主/亚型: 驴/IgG 分类: 多克隆

浓度: 2 mg/mL


储存条件: 4°C, 避光保存

【应用】

实验应用	建议稀释比
免疫印迹 (WB)	1:10,000
免疫组化 (冰冻) (IHC (F))	1:1,000
免疫细胞化学 (ICC/IF)	1-10 μ g/mL

【检测数据】

Western-Blot:



采用驴抗兔 IgG (H+L)高交叉吸附二抗 Alexa Fluor 647 进行多重荧光 Western blot 实验。THP-1(泳道 1、2、3)、MCF7(泳道 4、5)、HeLa(泳道 6)和 HEK-293(泳道 7)全细胞提取物通过 NuPAGE 4-12% Bis-Tris 蛋白凝胶进行电泳分离。电泳后蛋白通过 iBlot 2 干式转印系统转印至硝酸纤维素膜。膜分别用 PYCARD 多克隆抗体和 GAPDH 内参单克隆抗体 GA1R 进行孵育。PYCARD 和 GAPDH 的检测分别使用二抗和。荧光检测使用 iBright FL1500 成像系统完成。该抗兔二抗可特异性识别兔源一抗。